

Vad är ActiPatch®?

1. Antiinflammatorisk och smärtlindrande.
2. Lugnar/normaliserar nervsystem samt smärteceptorer, som är överaktiva vid kroniska smärtor.
3. Befrämjar sårhäkning (se forskning).
4. Kliniskt beprövad – se forskning, studier samt användningsområden på vår webbsida:
www.actipatch.se/actipatch/evidens-faktalankar.
5. Inga biverkningar. Jämn smärtlindring över dygnet, hela dygnet runt! Inga tider att passa för medicinintag! Ingen tillvänjning.
6. Kan användas tillsammans med pacemaker, alla mediciner inklusive blodförtunnande samt tillsammans med metall-implantat.
7. Innovativ lågfrekvent elektromagnetisk pulsterapi, en teknologi med mycket goda resultat vid akuta **och** kroniska smärtor samt inflammationstillstånd.
8. Aktiv behandlingstid = 720 timmar med av-på-knapp. **OBS! Kom ihåg att alltid sätta tillbaka det vita skyddshöljet över av-på-knappen.**
9. Behandlingsområde cirka 12 cm i diameter samt 5–6 cm in i kroppen.
10. Arbetar helt in på cellnivå med bland annat jonkanalerna i cellmembranen.

Läs mer och beställ på:

www.actipatch.se



Så här använder du ActiPatch®:

i Användaren/patienten rekommenderas att ha på sig sin ActiPatch hela dygnet de två första veckorna (bara ta av vid dusch), därefter dag- eller nattbehandling eller vid behov, minst 6-8 timmar per dag, beroende på skada/tillstånd.

i ActiPatch finns i tre utföranden: **Ryggsmärta** – enhet samt elastiskt ryggbälte med kardborrefattning; **Muskel- och ledsmärta** – enhet samt tejp för 30 dagar; **Knäsmärta** – enhet samt knäskydd med ficka för ActiPatchen och kardborrefattning. Det går även bra att fästa enheten med till exempel gasbinda och också utanpå hudnära kläder.

i Det spelar ingen roll åt vilket håll du sätter din ActiPatch. Sätt enheten på "on" och placera slingan direkt ovanför ursprunget till smärtan. **Kom ihåg att alltid sätta tillbaka det vita skyddshöljet över av-/på-knappen.**

Kliniska studier samt forskning:

En mängd kliniska studier samt forskning på olika användningsområden har gjorts där ActiPatch haft mycket goda resultat. Det finns studier och forskning på allt från antiinflammatorisk smärtlindring till sårläggning, ödem, postoperativ smärtlindring, hälsporer etc. Här är några exempel:

- **Läkning av skelett** – Osteoprogenitor Cell Differentiation.
- **Kronisk smärta muskel/skelett – artros i knä, ledgångsreumatism, fibromyalgi, postoperativ smärta samt neuropati (nervskador/smärtor), hälsporer.** (Pulsed electromagnetic fields in knee osteoarthritis: a double blind, placebo-controlled, randomized clinical trial.)
- **Postoperativ smärta och ödem** – bröstkirurgi, tandimplat, ögonlockskirurgi. (A double blind, randomized and placebo controlled study for postoperativ pain and narcotic pain medication use following breast augmentation surgery.)
- **Kroniska sår**, venösa bensår, diabetes-sår och nekrotiska sår.
- **Menstruationssmärter** – 43% upplevde mindre menstruations-smärter i studie om 5 dagar, jämfört med placebogruppen.

För mer information och länkar till forskning och kliniska studier, gå till:
www.actipatch.se/actipatch/evidens-faktalankar



ActiPatch® är teknik som utvecklats och säljs av det amerikanska företaget BioElectronics. ActiPatch® säljs för närvarande i över 55 länder. I Sverige är det Swedish HealthCare som är generalagent för BioElectronics och som säljer Actipatch®.

swedish
HealthCare

Läs mer och beställ på:
www.actipatch.se